



BeneHeart R300

Elektrokardiográf



* A jövőbeni frissítésekben lesz elérhető



Áttekinthető kijelző

5 hüvelykes színes képernyő a hullámformák valós időben való megfigyeléséhez



Sokoldalú nyomtató

Támogatás hengerelt és hajtogatott papírhoz



Könnyű

Csak 1,28 kg (akkumulátorral) és kompakt méretű



Nagy kapacitás

Több mint 1000 jelentés tárolása



Hosszabb üzemidő

Legalább 10 óra papírmentes rögzítés




Nagy mobilitás

A kocsinak köszönhetően az R300 bárhova áthelyezhető



Kényelmes működtetés

A BeneHeart R300 felületének felhasználóbarát jellege számos papírtakarékos funkciót kínál. Ilyen a jelentés előnézete (nyomtatás előtt), az újraelemzés (ha a betegadatok módosulnak) és az e-jelentés továbbítása.



Megbízható elemzés



Az R300 felnőttek és gyermekek esetén is támogatja mind a Glasgow-i Egyetem 12 elvezetési EKG-elemző programját, mind a Mindray 12 elvezetési nyugalmi EKG-elemző algoritmusát, amelyek mindegyike pontos és megbízható elemzési referenciákat nyújt a biztonságosabb diagnózishoz.

A Glasgow-algoritmus az első, amely az EKG értelmezési pontosságának érdekében meghatározott változókon alapul, beleértve az életkort, a nemet, a rasszt, a gyógyszerezést és az osztályt.

A Mindray több mint 20 éves tapasztalatot halmozott fel és örökölt az EKG-elemzés területén. A Mindray több tízezer klinikai EKG-adatot használt fel a fejlesztéshez és az iterációra, megfelelt a nemzetközileg hiteles CSE-értékelésen, és kiegyensúlyozottabb algoritmusteljesítményt ért el (érzékenység és specifitás).

Megjegyzés: Egyes funkciók opcionálisak. A rendelkezésre állásról érdeklődjön a helyi értékesítési képviselőnél.